



Pferde Trainings Laryngoskop

NextGen4



WIRELESS Trainings Laryngoskop

- NextGen4 -



Pferde Trainings Laryngoskop

- NextGen4 - die dynamische Kehlkopfuntersuchung noch einfacher



Rechte Seite - Spülpumpe




Linke Seite - Laryngoskop

- ✓ Einfach am Kopf montiert
- ✓ Aufnahme per Knopfdruck am Handgriff mit direkter Speicherung.
- ✓ Leichtes & langlebiges ergonomisch entwickeltes Gehäuse.
- ✓ Induktives Laden in der Wandhalterung integriert
- ✓ Keine Datenreduktion
- ✓ Ferngesteuerte Aufzeichnung und Spülung

Unsere Erfindung (2007) der Laryngoskopie während des Trainings unter dem Reiter ist eine weltweit anerkanntes Verfahren für die dynamische Kehlkopfuntersuchung beim Pferd. Die NextGen4 Serie ist eine konsequente Weiterentwicklung aus den Erfahrungen der letzten Jahre.

Das Set (ETL4-86SET)

- Trainings Laryngoskop
- Ladegerät
- Spülpumpe mit Funksteuerung
- 5" Monitor
- Fernbedienung für Recorder
- Halfter mit Tasche
- Transportkoffer



Schnurlose Videoübertragung





Pferde Trainings Laryngoskop

Das Set

Trainings-Laryngoskop
D:13mm, 900g
1,5" Display & Datenrekorder
(ETL4-86)



Ladegerät magnetisch
(TV27-NET)



Monitor
(TXM7-60R-ETL)



Spülpumpe
(ETL4-4NS)



Halfter mit Tasche
(ETL4-85HT)



Transportkoffer für NextGen4
Größe: 56x41x11cm
(K-5641-10)



Literatur

S.H. Franklin (2009)

Endoscopy of the upper airways during exercise:
Technique and clinical applications.
11th Geneva Congress on Equine Medicine and Surgery.
Geneva(CH), 15-17 December 2009

**L-M. Desmaizieres & N. Serraud & B. Plainfosse &
A. Michel & Y. Tamzali (2009)**

Dynamic respiratory endoscopy without treadmill
in 68 performance Standardbred, Thoroughbred and
saddle horses under natural training conditions.
Equine Vet. J. 41, 347-352

S.H. Franklin & J.F. Burn & K.J. Allen (2008)

Clinical trials using a telemetric endoscope for use
during over-ground exercise: a preliminary study.
Equine Vet J. 40 (7):712-5.

R.M. Fritz (2007)

New possibilities of laryngoscopy in the field.
10th Geneva Congress, 11.-13.12.2007