



Video- Gastroskop

Professionelles Gastroskop - Anschlüsse zum Insufflieren, Spülen, Absaugen



WIRELESS Video Gastroskop

- NextGen4 -





Video- Gastroskop

Professionelles Gastroskop - Anschlüsse zum Insufflieren, Spülen und Absaugen



- ✓ Schnurlose Videoübertragung per integriertem Funksender
- ✓ Mit integrierter HD Video-Kamera und LED Licht
- ✓ Aufnahme per Knopfdruck am Handgriff mit direkter Speicherung
- ✓ Leichtes & langlebiges ergonomisches Gehäuse
- ✓ Einfach und schnell in der Anwendung & Aufbereitung
- ✓ Vollständig einlegbar

Die neueste Generation - NextGen4

Erleben Sie echte Mobilität. Neben dem neuen Kontrolldisplay und der integrierten Speicherung hat die NextGen4 Serie auch eine induktive Ladefunktion über eine Wandhalterung.

Art.-Nr.	Länge	Ø	Arbeitskanal	Übertragung
TG326-12	320cm	12mm	3,2mm	Funk/HD

Das Set TG326-12G

- Gastroskop TG326-12
- Ladegerät
- Reinigungsadapter Set
- Reinigungsbürste
- Dichtigkeitstester
- Biopsiezange
- 10" Empfänger-Monitor, Rekorder
- Luft/Wasser Insufflationspumpe
- Transportkoffer
- optional: Wandhalterung



Schnurlose Videoübertragung





Video- Gastroskop

Das Set TG326-12G

Gastroskop
D: 12mm
NL: 3,20m
(TG326-12)



Ladegerät,
magnetisch
(TV27-NET)




Reinigungsadapter Set
(TW132-24S)



Reinigungsbürste
(F28-3008)



Biopsiezange
(B23-3601)



Dichtigkeitstester
(EF-23)



Luft/Wasser
Insufflationspumpe
(TW4-250SE)



10" Empfänger-Monitor
mit Akku und Rekorder
(TXM10-58R)



Transportkoffer
Maße: 56x41x11cm
(K-5641-10)





Zusatzausstattung


Video Gastroskop

Luft/Wasser Insufflationspumpe

Zur Linsenspülung und Insufflation

TW4-250SE

- Insufflationspumpe (H156-2)
- Luft/Wasserschlauch (TW4-133)
- Flaschenhalterung (TW4-261H)
- Flasche (TW4-250)




Saug/Spülpumpe

Zur Linsenspülung, Insufflation
und Absaugung
Für die Klein und Großtierpraxis

H140-3S

- Saug/Spülpumpe (H140-3)
- 1 Li. Saugflasche (H160-AB-43)
- 1 Li. Spülflasche (H160-AB-7)
- Schläuche & Netzteil
- Ersatzfilter (AR-10-922)




Wandhalterung

Wandhalterung für induktives Laden –
immer einsatzbereit, perfekt gelagert
und optimal getrocknet.

TGX-25S

- Wandhalterung
- Netzteil
- Befestigungsmaterial





Reinigungszubehör

Video Gastroskop

■ Für starre & flexible Endoskope / Instrumente & Kunststoffmaterialien

DE-10-702 Dr. Fritz enzymatischer Reiniger FLEX,
1,5%, 1 L, 7 Enzyme, 0,5%,
speziell für flexible Endoskope



DE-10-300 „IP“ Desinfektionslösung, für
flexible und starre Endoskope. Manuelle und
maschinelle Aufbereitung, 1-3%ige
Lösung, 5 Liter



■ Die einfache Alternative für die Reinigung flexibler Endoskope



stapelbar



- ✓ **Deckel schließen und fertig zum Transport zur Hauptreinigung.**
- ✓ **Schnelle und unkomplizierte Vorreinigung nach der letzten Untersuchung**
- ✓ **Auch für Reinigungsmaschinen einsetzbar**
- ✓ **Für alle Endoskoptypen**
- ✓ **Als Schublade integrierbar**
- ✓ **Mit Lüftungsöffnung**

DE-17-44S Wanne für Reinigung, Transport und
Lagerung von flexiblen Endoskopen,
50x44x16 cm,

bestehend aus:
Grundwanne (DE-17-44)
Deckel, transparent (DE-17-41)