



Video-Compact-System 7

Professionelles Video Endoskop Set für das Sprechzimmer

NEU
VCS7



WIRELESS Video-Compact-System 7

Die nächste Generation für Ihre
Heim-/Kleintierpraxis



Video-Compact-System 7

Universelle endoskopische Video-Ausrüstung für Heim- & Kleintier

- ✓ Schnurlose Videoübertragung
- ✓ Unabhängig von Videoturm & Lichtquelle
- ✓ Ohne störende Kabel
- ✓ Einfach und schnell in der Anwendung & Aufbereitung
- ✓ Vollständig einlegbar
- ✓ Integrierte Lichtquelle

NEU ⇒ Integrierter Arbeitskanal
bei nur Ø 3,4mm & NL: 6cm

NEU ⇒ Chip-in-the-Tip-Technologie
robuster & bruchsicherer



Ermöglicht den universellen Einsatz als:

- Rhinoskop
- Laryngoskop
- Dentalendoskop
- Otoskop
- Vaginoskop
- Dermatoskop
- Beste Compliance mit dem Besitzer

Das Set 98-VCS7-SE

- VCS7, Ø 3,4mm, NL: 6cm, Arbeitskanal Ø1,2mm
- 10" Empfänger-Monitor, Rekorder
- Schäfte für Ohr-/ Maulhöhle (autoklavierbar)
- Optische Einhandfasszange
- Flexible Fremdkörperzange Ø1mm, NL: 16cm
- Ohrkürette
- Antifog
- Reinigungsbürsten
- Edelstahlständer mit Silikonhülsen inkl. Ladestation
- Insufflationspumpe für Dental & Gyn





Video-Compact-System 7

Das Set

VCS 7
Ø 3,4mm, NL:6cm
Arbeitskanal Ø 1,2mm
vollständig einlegbar



Edelstahlständer
für Silikonhülsen
inkl. Ladestation
(981-VK-RA5)



Ohr-Kürette, oval abgerundet
D:2mm, NL: 14cm
(B18-121)



Katzenschaft
D:4,5mm NL:6,7cm
(98-VCS6-3)



Silikonschaft
D:5mm, NL:7cm
(98-VCS6-6S)



Nagerschaft
D:8mm, NL:7,3cm
(98-VCS6-4)




Zungenspatel
D:7,3mm, NL:8cm
(98-VCS6-5)



Laserschaft
D:5,4x5,0mm, NL:6,8cm
Arbeitskanal: 3,6mm
(98-VCS6-9)



Optische Fasszange
D:5,9x4,2mm, NL:7,5cm
(98-VCS6-8F)



Antifog
(E-22-71)



Flexible Fremdkörperzange
D: 1mm, NL:16cm
(F10-160)



Reinigungsbürsten



(F15-181E)



(DE-5-17)

Insufflationspumpe, klein
4L/min., max.0,2 bar,
einschl. Silikonschlauch
(H150-1-1)



10" Empfänger Monitor
inkl. Rekorder und Akku
(TXM10-58R)





Erweiterbare Anwendungsbereiche

Erleben Sie wireless Konnektivität unserer Endoskope

- ✓ Parallele Bilddarstellung an frei wählbare Empfangsstationen ohne Software

- ✓ Automatische Funk-Verbindung aller Endoskoptypen (Broncho-/Arthro-/Laparoskope)



Empfänger - Monitore



TXL2-580M

5" Empfänger-Monitor

- Rekorder, automatic scan, Akku
- Armhalterung

TXM7-60R

7" Empfänger-Monitor

- Rekorder, automatic scan, Akku

NEU: Zeit & Beschriftungsstempel der Patientendaten

TXM10-58R

10" Empfänger-Monitor

- Rekorder, automatic scan, Akku

TXM10-60R

10" Empfänger-Monitor

- Rekorder, automatic scan, Akku

NEU: Zeit & Beschriftungsstempel der Patientendaten



M-LCD-22PC

21" LCD Laptop

- Inkl. Empfänger und Rekorder

TXL1-7-NO2

Empfänger für Apple & Windows

- Inkl. USB Grabber



M-LCD-21SK

21" Video Monitor HD

- Mit integriertem Empfänger

TXL1-583

TV-Empfänger für Monitore

- Video-Out

TGR-40

Multi HD-Funk Empfänger

- HDMI-Out



Zusatzausstattung


Video-Compact-System 7

Saug/Spülpumpe

Zur Insufflation und Absaugung.
Für die Klein und Großtierpraxis

H140-3S

- Saug/Spülpumpe (H140-3)
- 1 Li. Saugflasche (H160-AB-43)
- 1 Li. Spülflasche (H160-AB-7)
- Schläuche & Netzteil
- Ersatzfilter (AR-10-922)




Saug/Spülschaft

- Für VCS7/VCS6
(98-VCS6-11)



Biopsiezange flexibel

- Ø1mm, NL:15cm
- Premium Qualität
(B10-150)



Silikonhülsen

- Autoklavierbar
- 20 Stück/Pack
(981-VK-S)



Passend für Silikonschaft
98-VCS6-6S

Trichter & Arbeitsschaft

- Trichter & Arbeitsschaft, groß
- 9mm
- Nutzbar für Tupferproben-Entnahme und
große FK-Instrumente
(98-VCS6-7T)





Mittelohr-Diagnosesystem

Sekundenschnelle Messung der Mittelohrfunktion für die tägliche Routine


- ⇒ Ohne Narkose im Beisein des Besitzer
- ⇒ Vermeidet kostenintensive CT's
- ⇒ Routine Diagnostik bei Rassen mit erhöhter Anfälligkeit für Ohrenerkrankungen
- ⇒ Verbesserung der Compliance und Akzeptanz
- ⇒ Schnelle Amortisation
- ⇒ Patientenhistorie

⇒ **Schnelle nachvollziehbare Diagnostik**

⇒ **Nutzbar als Monitor für Video-Compact-System 6 & 7**



- Kontrolle und visuelle Video-Darstellung des äußeren Gehörgangs mit Erstellung eines Berichtes in Verbindung mit dem VCS
- Messung der Trommelfell-/Mittelohrfunktion durch Mini-Schallsonde
- Sekunden schnelle Rückbestätigung der korrekten Positionen
- Vergleichende Dokumentation, Tympanogramm und Foto-Ausgabe



Das Set für den sofortigen Einsatz

TY25-SET-BA

- Basis Gerät intgr. 10" Display
- Montageplatte
- Netzteil
- Fußschalter
- Messsonde
- Zubehörset mit Einmalschutzkappen

⇒ **Erweiterbar durch Video-Compact-System 6 & 7**
Nur für den Veterinärgebrauch