




Heimtiere, Vögel & Exoten

Endoskopische Ausrüstung



Endoskopie

bei Heimtiere, Vögel & Exoten





Heimtiere, Vögel & Exoten

Endoskopische Ausrüstung

Video-Compact-System 7

Mehr Informationen ab Seite 10

- ✓ Schnurlose Videoübertragung
- ✓ Unabhängig von Videoturm & Lichtquelle
- ✓ Ohne störende Kabel
- ✓ Einfach und schnell in der Anwendung & Aufbereitung
- ✓ Vollständig einlegbar
- ✓ Integrierte Lichtquelle

NEU ⇒ Chip-in-the-Tip-Technologie
robuster & bruchsicherer

NEU ⇒ Integrierter Arbeitskanal
bei nur Ø 3,4mm & NL: 6cm



Ermöglicht den universellen Einsatz als:

- Rhinoskop
- Laryngoskop
- Dentalendoskop
- Otoskop
- Vaginoskop
- Dermatoskop
- Beste Compliance mit dem Besitzer

Das Set 98-VCS7-SE

- VCS7, Ø 3,4mm, NL: 6cm, Arbeitskanal Ø1,2mm
- 10" Empfänger-Monitor, Rekorder
- Schäfte für Ohr-/ Maulhöhle (autoklavierbar)
- Optische Einhandfazzange
- Flexible Fremdkörperzange Ø1mm, NL: 16cm
- Ohrkürette
- Antifog
- Reinigungsbürsten
- Edelstahlständer mit Silikonhüllen inkl. Ladestation
- Insufflationspumpe für Dental & Gyn





Heimtiere, Vögel & Exoten

Endoskopische Ausrüstung

■ Compact Rhinoskop/Vaginoskop

Mehr Informationen ab Seite

Das Set (TA20-3SET)

- Compact Rhinoskop/ Vaginoskop
- 2 x Wechsel- Akku
- Biopsiezange & Katheter
- Reinigungsbürste
- Drei-Wege-Hahn
- Ladeschale
- Schutz-/Spülschaft 4mm
NEU: Ermöglicht Zirkulationsspülung
- 10" Empfänger-Monitor inkl. Rekorder

Die schnurlose Generation mit Wechselakku, eingebauten LED's & Videokamera.



■ Video Bronchoskop

Mehr Informationen ab Seite

Das Set TXBH4-54V

- Bronchoskop TXBH4-54
- Ladegerät
- Reinigungsbürste
- Dichtigkeitstester
- Faszange
- 7" Empfänger-Monitor, Rekorder
- Transportkoffer



Art.-Nr.	Länge	ø	Arbeitskanal	Übertragung
TXBH2-36V	36cm	2,9mm	kein Arbeitskanal	Funk/HD
TXBH4-54V	54cm	3,9mm	1,2mm	Funk/HD