

Kleintier



Compact Rhinoskop/Vaginoskop

Klassische endoskopische Grundausrüstung für die Heim- und Kleintierpraxis



WIRELESS Compact Rhinoskop/Vaginoskop

Eines der Kleinsten weltweit
mit Arbeitskanal



Compact Rhinoskop/Vaginoskop

Klassische endoskopische Grundausrüstung für die Heim- und Kleintierpraxis



- ✓ Akku austauschbar
- ✓ integr. 5,8 GHz Videosender
- ✓ unabhängig von Videoturm & Lichtquelle
- ✓ einfach und schnell in der Anwendung & Aufbereitung



Kontrolldisplay

Akku austauschbar

■ Das Set (TA20-3SET)

Die schnurlose Generation mit Wechselakku, eingebauten LED's & Videokamera.

- Compact Rhinoskop/ Vaginoskop
- 2 x Wechsel- Akku
- Biopsiezange & Katheter
- Reinigungsbürste
- Drei-Wege-Hahn
- Ladeschale
- Schutz-/Spülschaft 4mm
NEU: Ermöglicht Zirkulationsspülung
- 10" Empfänger-Monitor inkl. Rekorder

▷ Erweiterbare Anwendungsbereiche

siehe Seite 13

Schnurlose Videoübertragung





Compact Rhinoskop/Vaginoskop

Das Set

Compact Rhinoskop/Vaginoskop

D: 3,4x2,6mm, 8,5 Charr

NL: 20cm

Arbeitskanal: 1,2mm


Luer-Anschluss, vollständig einlegbar



Netzteil
(97-FU14EU)

Ladeschale
(TVG-4)

Wechselakku
(TVG-36)



Biopsiezange

D: 1,0 mm

NL: 35cm

(B10-351)



Schutz-/Spülschaft

4mm


ermöglicht eine Umlaufspülung

(TV20-3SP)



Reinigungsbürste

(F20-181E/1)



3 Wege-Hahn

(Y-LL-1273H)




Spezial-Katheter

D: 1,0 mm

NL: 100cm

(F13-102A)



10" Empfänger Monitor
inkl. Rekorder und Akku
(TXM10-58R)

