



Video- Bronchoskop

Professionelle Bronchoskope - Anschlüsse zum Insufflieren, Spülen, Absaugen



WIRELESS Video Bronchoskop

- NextGen4 -

Tipps & Tricks

Gerätepflege flexibler
Endoskope





Video- Bronchoskop

Professionelle Bronchoskope - Anschlüsse zum Insufflieren, Spülen und Absaugen



- ✓ Schnurlose Videoübertragung per integriertem Funksender
- ✓ Mit integrierter HD Video-Kamera und LED Licht
- ✓ Aufnahme per Knopfdruck am Handgriff mit direkter Speicherung
- ✓ Leichtes & langlebiges ergonomisches Gehäuse
- ✓ Einfach und schnell in der Anwendung & Aufbereitung
- ✓ Vollständig einlegbar

Die neueste Generation - NextGen4

Erleben Sie echte Mobilität. Neben dem neuen Kontrolldisplay und der integrierten Speicherung hat die NextGen4 Serie auch eine induktive Ladefunktion über eine Wandhalterung.

Art.-Nr.	Länge	ø	Arbeitskanal	Übertragung
TG107-8	105cm	7,9mm	2,3mm	Funk/HD
TG136-9	135cm	9,8mm	2,8mm	Funk/HD
TG176-9	165cm	9,8mm	2,8mm	Funk/HD

Das Set TG176-9B

- Bronchoskop TG176-9
- Ladegerät
- Reinigungsadapter Set
- Reinigungsbürste
- Dichtigkeitstester
- Luftsacksonde
- 5" Empfänger-Monitor, Rekorder
- Transportkoffer
- optional: Wandhalterung



Schnurlose Videoübertragung





Video- Bronchoskop

Das Set TG176-9B

Bronchoskop
D: 9,8mm
NL: 1,65m
(TG176-9)




Ladegerät,
magnetisch
(TV27-NET)



Reinigungsadapter Set
(TW132-24S)



5x Reinigungsbürsten
(F28-280E)



Dichtigkeitstester
(EF-23)



Flexible Luftsack-Sonde
(F22-22046)



5" Empfänger-Monitor
mit Akku und Rekorder
(TXL2-580M)



Transportkoffer
Maße: 56x41x11cm
(K-5641-10)





Erweiterbare Anwendungsbereiche

Erleben Sie wireless Konnektivität unserer Endoskope

- ✓ Parallele Bilddarstellung an frei wählbare Empfangsstationen ohne Software

- ✓ Automatische Funk-Verbindung aller Endoskoptypen (Broncho-/Arthro-/Laparoskope)



Empfänger - Monitore



TXL2-580M

5" Empfänger-Monitor

- Rekorder, automatic scan, Akku
- Armhalterung

TXM7-60R

7" Empfänger-Monitor

- Rekorder, automatic scan, Akku

NEU: Zeit & Beschriftungsstempel der Patientendaten

TXM10-58R

10" Empfänger-Monitor

- Rekorder, automatic scan, Akku

TXM10-60R

10" Empfänger-Monitor

- Rekorder, automatic scan, Akku

NEU: Zeit & Beschriftungsstempel der Patientendaten



M-LCD-22PC

21" LCD Laptop

- Inkl. Empfänger und Rekorder

TXL1-7-NO2

Empfänger für Apple & Windows

- Inkl. USB Grabber



M-LCD-21SK

21" Video Monitor HD

- Mit integriertem Empfänger

TXL1-583

TV-Empfänger für Monitore

- Video-Out

TGR-40

Multi HD-Funk Empfänger

- HDMI-Out



Zusatzausstattung


Video Bronchoskop

Luft/Wasser Insufflationspumpe

Zur Linsenspülung und Insufflation

TW4-250SE

- Insufflationspumpe (H150-1-1)
- Luft/Wasserschlauch (TW4-133)
- Flaschenhalterung (TW4-261H)
- Luft/Wasserflasche (TW4-250)




Saug/Spülpumpe

Zur Linsenspülung, Insufflation
und Absaugung.
Für die Klein und Großtierpraxis

H140-3S

- Saug/Spülpumpe (H140-3)
- 1 Li. Saugflasche (H160-AB-43)
- 1 Li. Spülflasche (H160-AB-7)
- Schläuche & Netzteil
- Ersatzfilter (AR-10-922)




Wandhalterung

Wandhalterung für induktives Laden –
immer einsatzbereit, perfekt gelagert
und optimal getrocknet.

TGX-25S

- Wandhalterung
- Netzteil
- Befestigungsmaterial





Zusatzausstattung

Video Bronchoskop

Katheter, Injektionsnadel, Luftsacksonde


F20-220

Bronchialkatheter mit wechselbarem Luer-Lock Ansatz

- D: 2 mm, NL: 235 cm
- Autoklavierbar, Teflon

F20-219


Ersatzbronchialkatheter ohne Luer-Lock Ansatz

- D: 2 mm, NL: 10 m

LLW-1220

Luer-Lock Adapter für Bronchialkatheter

- weiblich 2 mm


F22-16045


Flexible Luftsacksonde

- D: 2,2 mm, NL: 165 cm

F22-22046

Flexible Luftsacksonde


- D: 2,2 mm, NL: 230 cm


F231-220

Injektions-Nadel, flexibel im Teflon-Außenschlauch

- D: 2,2 mm, NL: 235 cm, Nadel: 0,9x6 mm LL(w)

Biopsie-, Fasszange, Greifer, Bürsten


B22-16011

Biopsiezange (mitDorn)

- D: 2,4 mm NL: 165 cm

B22-22011


Biopsiezange (mitDorn)

- D: 2,4 mm NL: 230 cm

B23-3601

Biopsiezange (mitDorn)

- D: 2,3 mm NL: 360 cm


F22-16041

Fasszange

- D: 2,2 mm NL: 160 cm

F22-22041

Fasszange

- D: 2,2 mm NL: 230 cm

F23-3604

Fasszange

- D: 2,3 mm NL: 360 cm


B23-180E

Einmal-Biopsiezange
Löffel oval, steril,

- D: 2,3 mm NL: 180 cm

B23-230E

Einmal-Biopsiezange
Löffel oval, steril,

- D: 2,3 mm NL: 230 cm


F23-16042

Fremdkörper Fasszange

- D: 2,3 mm NL: 160 cm

F23-22042

Fremdkörper Fasszange

- D: 2,3 mm NL: 235 cm



Zusatzausstattung

Video Bronchoskop

FK23-1635

Körbchen

Seile

- D: 2,2mm Ö: 4,5 x 6cm NL: 160 cm

FK23-1637

Körbchen

Seile

- D: 2,3mm B: 5 x 10cm NL: 160 cm

FK23-2035

Körbchen

Seile

- D: 2,3mm B: 4,5 x 6cm NL: 230 cm

F22-16040

Dreifußgreifer

- D: 2,2 mm NL: 165 cm

F22-22040

Dreifußgreifer

- D: 2,2 mm NL: 230 cm

F28-1709

Reinigungsbürste

- D: 2,6-3,5mm NL: 150 cm

F28-2208

Reinigungsbürste

- D: 2,6-3,5mm NL: 230 cm

F28-3008

Reinigungsbürste

- D: 2,6-3,5mm NL: 330 cm

F28-280E

Einweg-Reinigungsbürste

Steril - Pack: 10 Stück

- D: 1,8-2,8mm NL: 210 cm

Zubehör für die Hochfrequenz-Chirurgie

SL23-2310

Polypektomieschlinge mit Aussen-schlauch,

- D: 2,2 mm, NL: 230 mm Breite 25mm asymmetrischer Schlinge passend zum Handgriff HS11-1200

SL23-1612

Polypektomieschlinge mit Aussen-schlauch

- D: 2,2 mm NL: 165 cm Breite 35mm symmetrischer Schlinge passend zum Handgriff HS11-1200

SL23-2312

Polypektomieschlinge mit Aussen-schlauch

- D: 2,2 mm NL: 220 cm Breite 35mm symmetrischer Schlinge passend zum Handgriff HS11-1200

HF22-1601

Saug-Koagulations-Elektrode monopolar, Luer-Lock Anschluss

- D: 2,2 mm, NL: 165cm

HF-301-ER

Standard HF-Verbindungskabel monopolar

- Länge: 3 m

HF22-2301

Saug-Koagulations-Elektrode monopolar, Luer-Lock Anschluss

- D: 2,2 mm, NL: 235 cm

HS11-1200

Handgriff für Polypektomieschlingen,

- Standardgrößen



Reinigungszubehör

Video Bronchoskop

Für starre & flexible Endoskope / Instrumente & Kunststoffmaterialien

DE-10-702 Dr. Fritz enzymatischer Reiniger FLEX,
1,5%, 1 L, 7 Enzyme, 0,5%,
speziell für flexible Endoskope



DE-10-300 „IP“ Desinfektionslösung, für
flexible und starre Endoskope. Manuelle und
maschinelle Aufbereitung, 1-3%ige
Lösung, 5 Liter



Die einfache Alternative für die Reinigung flexibler Endoskope



stapelbar



- ✓ **Deckel schließen und fertig zum Transport zur Hauptreinigung.**
- ✓ **Schnelle und unkomplizierte Vorreinigung nach der letzten Untersuchung**
- ✓ **Auch für Reinigungsmaschinen einsetzbar**
- ✓ **Für alle Endoskoptypen**
- ✓ **Als Schublade integrierbar**
- ✓ **Mit Lüftungsöffnung**

DE-17-44S Wanne für Reinigung, Transport und
Lagerung von flexiblen Endoskopen,
50x44x16 cm,

bestehend aus:
Grundwanne (DE-17-44)
Deckel, transparent (DE-17-41)