



Compact Rhinoskop/Vaginoskop

Klassische endoskopische Grundausrüstung für die Heim- und Kleintierpraxis



WIRELESS Compact Rhinoskop/Vaginoskop

Eines der Kleinsten weltweit
mit Arbeitskanal



Compact Rhinoskop/Vaginoskop

Klassische endoskopische Grundausrüstung für die Heim- und Kleintierpraxis



- ✓ Akku austauschbar
- ✓ integr. 5,8 GHz Videosender
- ✓ unabhängig von Videoturm & Lichtquelle
- ✓ einfach und schnell in der Anwendung & Aufbereitung



Kontrolldisplay

Akku austauschbar

■ Das Set (TA20-3SET)

Die schnurlose Generation mit Wechselakku, eingebauten LED's & Videokamera.

- Compact Rhinoskop/ Vaginoskop
- 2 x Wechsel- Akku
- Biopsiezange & Katheter
- Reinigungsbürste
- Drei-Wege-Hahn
- Ladeschale
- Schutz-/Spülschaft 4mm
NEU: Ermöglicht Zirkulationsspülung
- 10" Empfänger-Monitor inkl. Rekorder

▷ Erweiterbare Anwendungsbereiche

siehe Seite 13

Schnurlose Videoübertragung





Compact Rhinoskop/Vaginoskop

Das Set

Compact Rhinoskop/Vaginoskop

D: 3,4x2,6mm, 8,5 Charr

NL: 20cm

Arbeitskanal: 1,2mm


Luer-Anschluss, vollständig einlegbar



Netzteil
(97-FU14EU)

Ladeschale
(TVG-4)

Wechselakku
(TVG-36)



Biopsiezange

D: 1,0 mm

NL: 35cm

(B10-351)



Schutz-/Spülschaft

4mm


ermöglicht eine Umlaufspülung

(TV20-3SP)



Reinigungsbürste

(F20-181E/1)



3 Wege-Hahn

(Y-LL-1273H)




Spezial-Katheter

D: 1,0 mm

NL: 100cm

(F13-102A)



10" Empfänger Monitor
inkl. Rekorder und Akku
(TXM10-58R)





Zusatzausstattung


Compact Video-Rhinoskop/Vaginoskop

■ Saug/Spülpumpe

Zur Linsenspülung,
Insufflation und Absaugung.
Für die Klein und Großtierpraxis

H140-3S

- Saug/Spülpumpe (H140-3)
- 1 Li. Saugflasche (H160-AB-43)
- 1 Li. Spülflasche (H160-AB-7)
- Schläuche & Netzteil
- Ersatzfilter (AR-10-922)




■ NEU! Post-Rhino-Spiegel

TA20-3P18

D: 18mm, NL: 20cm
Mit Gaumensegel-Haken

Die Untersuchung des Retropharynx war bisher besonders gut ausgestatteten Kliniken und Praxen vorbehalten. Durch den neuen Schaft mit integriertem Gaumensegelhaken, gelingt es auf eine einfache Art diesen Bereich per Video optimal einzusehen.





LED-Spiegelsystem für die Postrhinoskopie


bei Hund & Katze

Das neue Spiegelsystem mit integriertem LED-Licht und einem im 70° Winkel beweglichen Spiegel, ermöglicht auf einfache Art den Retropharynx optimal einzusehen. Durch den Batterie-LED-Lichtträger ist freies Arbeiten ohne störende Kabel möglich.

Einfach in der Pflege und Reinigung, optimales Handling.



■ Choanen-Spiegel mit LED-Licht, unabhängig von Endoskopen



E-24-LE-SET Set zur Post-Rhinoskopie mit LED Licht bestehend aus:

- E-24-LE LED-Lichtträger mit Batteriegriff
- E-24-21 Choanen-Spiegel
- E-22-2 Gaumensegelhaken
- E-22-71 Antibeschlagmittel

■ Zubehör



E-22-2 Gaumensegel-Doppelhaken
16 cm, für Katzen und mittelgroße Hunde



E-22-71 Antibeschlagmittel
für Endoskope und Spiegelflächen, 50 ml

K-3325-61 Transport-Kofferchen
33x25x6 cm (o. Abb.)