



Video- Gastroskop

Professionelle Gastroskope - Anschlüsse zum Insufflieren, Spülen, Absaugen



WIRELESS Video Gastroskop

- NextGen4 -

Tipps & Tricks

Gerätepflge flexibler
Endoskope





Video- Gastroskop

Professionelle Gastroskope - Anschlüsse zum Insufflieren, Spülen und Absaugen



- ✓ Schnurlose Videoübertragung per integriertem Funksender
- ✓ Mit integrierter HD Video-Kamera und LED Licht
- ✓ Aufnahme per Knopfdruck am Handgriff mit direkter Speicherung
- ✓ Leichtes & langlebiges ergonomisches Gehäuse
- ✓ Einfach und schnell in der Anwendung & Aufbereitung
- ✓ Vollständig einlegbar

Die neueste Generation - NextGen4


Erleben Sie echte Mobilität. Neben dem neuen Kontrolldisplay und der integrierten Speicherung hat die NextGen4 Serie auch eine induktive Ladefunktion über eine Wandhalterung.

Das Set TG136-9G

- Gastroskop TG136-9
- Ladegerät
- Reinigungsadapter Set
- Reinigungsbürste
- Dichtigkeitstester
- Biopsiezange
- 10" Empfänger-Monitor, Rekorder
- Luft/Wasser Insufflationspumpe
- Transportkoffer
- optional: Wandhalterung

Art.-Nr.	Länge	Ø	Arbeitskanal
TG106-8	105cm	7,9mm	2,8mm
TG136-9	135cm	9,8mm	2,8mm
TG176-9	165cm	9,8mm	2,8mm

NEU



Schnurlose Videoübertragung





Video- Gastroskop

■ Das Set TG136-9G

Gastroskop
D: 9,8mm
NL: 1,35m
(TG136-9)




Ladegerät,
magnetisch
(TV27-NET)



Reinigungsadapter Set
(TW132-24S)



5x Reinigungsbürsten
(F28-280E)



Biopsiezange
(B23-180E)



Dichtigkeitstester
(EF-23)



Luft/Wasser
Insufflationspumpe
(TW4-250SE)



10" Empfänger-Monitor
mit Akku und Rekorder
(TXM10-58R)



Transportkoffer
56x41x11cm
(K-5641-10)





Erweiterbare Anwendungsbereiche

Erleben Sie wireless Konnektivität unserer Endoskope

- ✓ Parallele Bilddarstellung an frei wählbare Empfangsstationen ohne Software

- ✓ Automatische Funk-Verbindung aller Endoskoptypen (Broncho-/Arthro-/Laparoskope)



■ Empfänger - Monitore



TXL2-580M

5" Empfänger-Monitor

- Rekorder, automatic scan, Akku
- Armhalterung

TXM7-60R

7" Empfänger-Monitor

- Rekorder, automatic scan, Akku

NEU: Zeit & Beschriftungsstempel der Patientendaten

TXM10-58R

10" Empfänger-Monitor

- Rekorder, automatic scan, Akku

TXM10-60R

10" Empfänger-Monitor

- Rekorder, automatic scan, Akku

NEU: Zeit & Beschriftungsstempel der Patientendaten



M-LCD-22PC

21" LCD Laptop

- Inkl. Empfänger und Rekorder

TXL1-7-NO2

Empfänger für Apple & Windows

- Inkl. USB Grabber



M-LCD-21SK

21" Video Monitor HD

- Mit integriertem Empfänger

TXL1-583

TV-Empfänger für Monitore

- Video-Out

TGR-40

Multi HD-Funk Empfänger

- HDMI-Out



Zusatzausstattung


Video Gastroskop

■ Luft/Wasser Insufflationspumpe

Zur Linsenspülung und Insufflation

TW4-250SE

- Insufflationspumpe (H156-2)
- Luft/Wasserschlauch (TW4-133)
- Flaschenhalterung (TW4-261H)
- Flasche (TW4-250)




■ Saug/Spülpumpe

Zur Linsenspülung,
Insufflation und Absaugung.
Für die Klein und Großtierpraxis

H140-3S

- Saug/Spülpumpe (H140-3)
- 1 Li. Saugflasche (H160-AB-43)
- 1 Li. Spülflasche (H160-AB-7)
- Schläuche & Netzteil
- Ersatzfilter (AR-10-922)




■ Wandhalterung

Wandhalterung für induktives Laden –
immer einsatzbereit, perfekt gelagert
und optimal getrocknet.

TGX-25S

- Wandhalterung
- Netzteil
- Befestigungsmaterial





Zusatzausstattung

Video Gastroskop

Katheter, Injektionsnadel, Luftsacksonde


F20-220

Bronchialkatheter mit wechselbarem Luer-Lock Ansatz

- D: 2 mm, NL: 235 cm
- Autoklavierbar, Teflon

F20-219


Ersatzbronchialkatheter ohne Luer-Lock Ansatz

- D: 2 mm, NL: 10 m

LLW-1220

Luer-Lock Adapter für Bronchialkatheter

- weiblich 2 mm


F22-16045


Flexible Luftsacksonde

- D: 2,2 mm, NL: 165 cm

F22-22046

Flexible Luftsacksonde


- D: 2,2 mm, NL: 230 cm


F231-220

Injektions-Nadel, flexibel im Teflon-Außenschlauch

- D: 2,2 mm, NL: 235 cm, Nadel: 0,9x6 mm LL(w)

Biopsie-, Fasszange, Greifer, Bürsten


B22-16011

Biopsiezange (mitDorn)

- D: 2,4 mm NL: 165 cm

B22-22011


Biopsiezange (mitDorn)

- D: 2,4 mm NL: 230 cm

B23-3601

Biopsiezange (mitDorn)

- D: 2,3 mm NL: 360 cm


F22-16041

Fasszange

- D: 2,2 mm NL: 160 cm

F22-22041

Fasszange

- D: 2,2 mm NL: 230 cm

F23-3604

Fasszange

- D: 2,3 mm NL: 360 cm


B23-180E

Einmal-Biopsiezange
Löffel oval, steril,

- D: 2,3 mm NL: 180 cm

B23-230E

Einmal-Biopsiezange
Löffel oval, steril,

- D: 2,3 mm NL: 230 cm


F23-16042

Fremdkörper Fasszange

- D: 2,3 mm NL: 160 cm

F23-22042

Fremdkörper Fasszange

- D: 2,3 mm NL: 235 cm



Zusatzausstattung

Video Gastroskop

FK23-1635

Körbchen

Seile

- D: 2,2mm B: 4,5 x 6cm NL: 160 cm

FK23-1637

Körbchen

Seile


- D: 2,3mm B: 5 x 10cm NL: 160 cm

FK23-2035

Körbchen

Seile

- D: 2,3mm B: 4,5 x 6cm NL: 230 cm



F22-16040

Dreifußgreifer

- D: 2,2 mm NL: 165 cm

F22-22040

Dreifußgreifer

- D: 2,2 mm NL: 230 cm

F28-1709

Reinigungsbürste

- D: 2,6-3,5mm NL: 150 cm

F28-2208

Reinigungsbürste

- D: 2,6-3,5mm NL: 230 cm

F28-3008

Reinigungsbürste

- D: 2,6-3,5mm NL: 330 cm



F28-280E

Einweg-Reinigungsbürste

Steril - Pack: 10 Stück

- D: 1,8-2,8mm NL: 210 cm




Zubehör für die Hochfrequenz-Chirurgie

SL23-2310

Polypektomieschlinge mit Aussenschlauch,


- D: 2,2 mm, NL: 230 mm Breite 25mm asymmetrischer Schlinge passend zum Handgriff HS11-1200



SL23-1612

Polypektomieschlinge mit Aussenschlauch

- D: 2,2 mm NL: 165 cm Breite 35mm symmetrischer Schlinge passend zum Handgriff HS11-1200



SL23-2312

Polypektomieschlinge mit Aussenschlauch

- D: 2,2 mm NL: 220 cm Breite 35mm symmetrischer Schlinge passend zum Handgriff HS11-1200

HF22-1601

Saug-Koagulations-Elektrode monopolar, Luer-Lock Anschluss

- D: 2,2 mm, NL: 165cm



HF-301-ER

Standard HF-Verbindungskabel monopolar

- Länge: 3 m



HF22-2301

Saug-Koagulations-Elektrode monopolar, Luer-Lock Anschluss

- D: 2,2 mm, NL: 235 cm

HS11-1200

Handgriff für Polypektomieschlingen,

- Standardgrößen





Zusatzausstattung

Video Gastroskop


■ Brugman's FK-Catcher

zur Entfernung von Fremdkörpern
passend zu Gastroskopen

- Schlingenschlauch für jede Fremdkörpergröße


FK-15-90 Brugman's FK-Catcher, kurz
90cm, ID:15mm, AD:24mm,
zum Einmalgebrauch, 1 Stück

FK-15-135 Brugman's FK-Catcher, lang
135cm, ID:15mm AD:24mm,
zum Einmalgebrauch, 1 Stück



Gastroskop innenliegend

Passend zu Gastroskopen verschiedener Hersteller



* patent pending

- Achtung: Einmalprodukte sind vom Umtausch ausgeschlossen!

X-46-00 Fremdkörper-Schutzkappe
für Gastroskope, Ø 9-11 mm





Zusatzausstattung

Video Gastroskop

■ Für starre & flexible Endoskope / Instrumente & Kunststoffmaterialien

DE-10-702 Dr. Fritz enzymatischer Reiniger FLEX,
1,5%, 1 L, 7 Enzyme, 0,5%,
speziell für flexible Endoskope



DE-10-300 „IP“ Desinfektionslösung, für
flexible und starre Endoskope. Manuelle und
maschinelle Aufbereitung, 1-3%ige
Lösung, 5 Liter



■ Die einfache Alternative für die Reinigung flexibler Endoskope



- ✓ **Deckel schließen und fertig zum Transport zur Hauptreinigung.**
- ✓ **Schnelle und unkomplizierte Vorreinigung nach der letzten Untersuchung**
- ✓ **Auch für Reinigungsmaschinen einsetzbar**
- ✓ **Für alle Endoskoptypen**
- ✓ **Als Schublade integrierbar**
- ✓ **Mit Lüftungsöffnung**



stapelbar



DE-17-44S Wanne für Reinigung, Transport und
Lagerung von flexiblen Endoskopen,
50x44x16 cm,

bestehend aus:
Grundwanne (DE-17-44)
Deckel, transparent (DE-17-41)