

Kleintier



Video- Bronchoskop

Professionelle Bronchoskope



WIRELESS Video Bronchoskop

Klein und handlich

20 2025

+49 (0)7777 / 882300 ■ dr.fritz@dr-fritz.de ■ www.dr-fritz.com

Dr. Fritz[®]
Wireless | Endoscopes



Video- Bronchoskop

Professionelle Bronchoskope



- ✓ Schnurlose Videoübertragung per integriertem Funksender
- ✓ Mit integrierter Video-Kamera und LED Licht
- ✓ Einfach und schnell in der Anwendung & Aufbereitung
- ✓ Vollständig einlegbar
- ✓ Auf- und ab steuerbar

Art.-Nr.	Länge	∅	Arbeitskanal	Übertragung
TXBH2-36V	36cm	2,9mm	kein Arbeitskanal	Funk/HD
TXBH4-54V	54cm	3,9mm	1,2mm	Funk/HD
TXBH5-76V	75cm	5,9mm	1,8mm	Funk/HD

Das Set TXBH4-54V

- Bronchoskop TXBH4-54
- Ladegerät
- Reinigungsbürste
- Dichtigkeitstester
- Fasszange
- 7" Empfänger-Monitor, Rekorder
- Transportkoffer

Erweiterbare Anwendungsbereiche

siehe Seite 13



Schnurlose Videoübertragung





Video- Bronchoskop

Das Set TXBH4-54V

Bronchoskop
D: 3,9mm
NL: 54cm
(TXBH4-54)




Ladegerät,
magnetisch
(TV27-NET)



Fasszange
(F12-811)



Reinigungsbürste
(F10-1107)



Dichtigkeitstester
(EF-18)



7" Empfänger-Monitor
mit Akku und Rekorder
(TXM7-58R)



Transportkoffer
56x41x11cm
(K-5041-11)

