



Compact Video Vaginoskop

Professionelles Video-Vaginoskop, schnurlos, für Diagnose und Therapie bei Pferden



WIRELESS Compact Video Vaginoskop

Weltweit einzigartig und unerreicht
einfach in der praktischen Anwendung



Kontroll-Display



Akku Austauschbar



Compact Video Vaginoskop

Professionelles Video-Vaginoskop, schnurlos, für Diagnose und Therapie bei Pferden

Für praktische Tierärzte, Kliniken und Lehrstätten



- ✓ Akku austauschbar
- ✓ KontrollDisplay am Endoskop
- ✓ Integr. 5,8 GHz Videosender
- ✓ Unabhängig von Videoturm & Lichtquelle
- ✓ Einfach und schnell in der Anwendung & Aufbereitung
- ✓ Vollständig einlegbar

Das Set TQ52-28PF

Compact Video Vaginoskop & Spekulum für Pferde. Schnurlose Generation mit Wechselakku, integrierte Kamera mit 5,8GHz Funk & LED, 1,5" Display. Vaginoskop u. Akku komplett einlegbar, desinfizierbar (getrennt von einander).

- Compact Video Vaginoskop
- Obturator, stumpf
- 2x Wechsel-Akku
- Ladeschale
- Netzteil
- Steckreduzierung
- 21" Empfänger-Monitor, Rekorder

Erweiterung zur Nutzung als transvaginales OP-Laparoskop

TQ52-65

Fornix-Perforator, 26x570mm, zerlegbar.
Passend zu TQ52-28RD.

- Klingendorn/-führer (TQ52-65-1/2)
- Ersatzklingen, 12Stück (TQ52-66KL)
- Ersatzteil Set, Schlüssel, Federn, Schutzkappen (TQ52-65ER)



Ersatzteile

Steckreduzierung

28/10mm, passend zu TQ52-28,
Luer (w),
Dichtkappe 5-10mm (234-211),
Öffnung und Verschlusskappe (234-600)
(TQ52-E)

Ersatzklingen

Nr.20 für Trokar TQ52-65,
einzeln verpackt, 12 Stück je Pack
(TQ52-66KL)



Compact Video Vaginoskop

Einzelteile TQ52 Serie

Video-Vaginoskop
D: 28mm , NL: 52cm
vollständig einlegbar
(TQ52-28)



Netzteil
(97-FU14EU)



Ladeschale
(TVG-4)

Wechselakku
(TVG-36)



Obturator, stumpf
(TQ52-281)



Steckreduzierung
28/10mm, Luer (w)
(TQ52-E)



Ersatzklingen, 12 Stück
(TQ52-66KL)



Fornix-Perforator/Kreuztrokar
(SET: TQ52-65)



Transportkoffer,
Deckel als Desinfektionswanne
nutzbar
Maße: 84x27x11cm
(Y-K-8427-11-1 /
Y-TQ52-SC)



21" Empfänger-Monitor,
Rekorder
(M-LCD-21SK)

