





Endoskopische Ausrüstung

Nase, Rachen und Zähne



Endoskopie

für Großtiere, Pferde, Rinder & Kamele.
Nase, Rachen und Zähne





Dental - Großtiere

Spiegel, Spezielle Handinstrumente

LED-beleuchteter Spiegel

für die Zahn- und Rachenuntersuchung beim Großtier

- mit integriertem LED-Licht
- robuste Ausführung
- einfache Handhabung



Standard Version D:50mm



EB-95-5SET

LED-Zahnspiegel für die Zahn- und Rachenuntersuchung beim Großtier
D:50mm, NL:49cm, komplett mit Tasche

EB-95-3SET

Kleine Version D:35mm
LED-Zahnspiegel für die Zahn- Rachenuntersuchung beim Großtier
D:38mm, NL 49 cm, komplett mit Tasche

Spezial Elevator

- stabil
- einfach zu reinigen



I-18-538

Spezial Elevator
3mm, NL:20 cm, Kunststoffhandgriff




Flexibles LED-Video-Sinus-Endoskop

Schnurlose Funkübertragung auf Monitor oder PC (<20m)

- integrierter Videosender
- auf/ab steuerbar
- 1,8 mm Arbeitskanal
- unabhängig von Videoturm u. Lichtquelle
- einfach und schnell in der Aufbereitung
- voll einlegbar

Schnurlose Videoübertragung



TXBH5-76V

Wireless Video-Bronchoskop 5,9mm, 70cm

integrierter Videosender 5,8 GHz und Li Akku

Auflösung 400x400

Set best.aus:

- Bronchoskop
- Netzteil
- Reinigungsbürste
- Dichtetester, Koffer
- 7" Empfänger Monitor





LED-Dentalstick HD „Water Jet“

Mit digitaler schnurloser Videoübertragung



Luer Anschluss für manuelle und automatische Spülung

Das erste
Zahnendoskop
mit integrierter
Spülung

- Kabellos
- 5,8 GHz Funk
- HD Sensor
- 3 LED'S für die perfekte Ausleuchtung
- Integrierte Spülung
- Luer Anschluss
- 90° Seitblick und 140° Öffnungswinkel



Öffnung für
Spülung

■ Dentalstick professionell HD komplett SET



TD-92HDS

Dentalstick HD „Water Jet“ SET

- Ø 12mm, NL:46cm, Wireless
 - Auflösung: PAL HD 1280x720px
 - Gesamtlänge: 70cm
 - 140° Öffnungswinkel
 - Mit integrierter Spülung
 - Anschluss Luer(w)
- Set besteht aus:**
- Dentalstick HD
 - Ladegerät
 - Kurzer Silikonschlauch mit Luer Anschluss beidseitig (m/w)
 - 7" Empfänger-Monitor mit Rekorder
 - Transportkoffer

Schnurlose Videoübertragung





LED-Dentalstick ECO

Mit digitaler schnurloser Videoübertragung

Endlich wieder
erhältlich!



- Kabellose Funk übertragung
- 2 LED'S
- 90° Seitblick und 120° Öffnungswinkel
- Inklusive Transportkoffer

Dentalstick ECO komplett SET



TD-93ECS

Dentalstick ECO SET

- Ø 14mm, NL:46cm, wireless
- Auflösung: PAL 768x756px
- Gesamtlänge: 70cm
- 120° Öffnungswinkel

Set besteht aus:

- Dentalstick ECO
- Ladegerät
- 5" Empfänger-Monitor
- Transportkoffer

Schnurlose Videoübertragung

