

Kleintier



Video-Compact-System 6

Universelle endoskopische Video-Ausrüstung für Heim- & Kleintier



WIRELESS HD-Video- Endoskop

**Professionelles Video Endoskop
Set für das Sprechzimmer**



Video-Compact-System 6

Universelle endoskopische Video-Ausrüstung für Heim- & Kleintier



- ✓ integr. 5,8 GHz Videosender
- ✓ unabhängig von Videoturm & Lichtquelle
- ✓ ohne störende Kabel
- ✓ einfach und schnell in der Anwendung & Aufbereitung

Ermöglicht den universellen Einsatz als:

- Rhinoskop
- Laryngoskop
- Dental
- Otoskop
- Vaginoskop
- Dermatoskop
- Beste Compliance mit dem Besitzer

■ Das Set 98-VCS6-SE

- VCS 6 inkl. Ladeschale mit Wandhalterung
- 10" Empfänger-Monitor, Rekorder
- Schäfte für Ohr, Mauluntersuchung (autoklavierbar)
- Einhandfasszange
- Ohrkürette
- Antifog
- Reinigungsbürste
- Edelstahlständer mit Silikonhüllen inkl. Ladestation
- Insufflationspumpe für Dental & Gyn

Schnurlose Videoübertragung





Video-Compact-System 6

Das Set

VCS 6
D:3mm NL:6cm
vollständig einlegbar



Edelstahlständer
für Silikonhülsen
inkl. Ladestation
(981-VK-RA5)



Ohr-Kürette, oval abgerundet
D:2mm, NL: 14cm
(B18-121)



Katzenschaft
D:4,5mm NL:6,7cm
(98-VCS6-3)



Silikonschaft
D:5mm, NL:7cm
(98-VCS6-6S)



Nagerschaft
D:8mm, NL:7,3cm
(98-VCS6-4)



Zungenspatel
D:7,3mm, NL:8cm
(98-VCS6-5)



Laserschaft
D:5,4x5,0mm, NL:6,8cm
Arbeitskanal: 3,6mm
(98-VCS6-9)



Optische Fasszange
D:5,9x4,2mm, NL:7,5cm
(98-VCS6-8F)



Antifog
(E-22-71)



Insufflationspumpe, klein
4L/min., max. 0,2 bar,
einschl. Silikonschlauch
(H150-1-1)



10" Empfänger Monitor
inkl. Rekorder und Akku
(TXM10-58R)





Erweiterbare Anwendungsbereiche

Erleben Sie wireless Konnektivität unserer Endoskope

- ✓ Parallele Bilddarstellung an frei wählbare Empfangsstationen ohne Software

- ✓ Automatische Funk-Verbindung aller Endoskoptypen (Broncho-/Arthro-/Laparoskope)



Empfänger - Monitore



TXM10-58R

10" Empfänger-Monitor

- Recorder, automatic scan, Akku

TXM7-60R

7" Empfänger-Monitor

- Rekorder, automatic scan, Akku

TXL2-580M

5" Empfänger-Monitor

- Rekorder, automatic scan, Akku
- Armhalterung



M-LCD-22PC

21" LCD Laptop

- Inkl. Empfänger und Rekorder

TXL1-7-NO2

Empfänger für Apple & Windows

- Inkl. USB Grabber



M-LCD-21SK

21" Video Monitor HD

- Mit integriertem Empfänger

TXL1-583

TV-Empfänger für Monitore

- Video-Out

TGR-40

Multi HD-Funk Empfänger

- HDMI-Out



Zusatzausstattung


Video-Compact-System 6

Saug/Spülpumpe

Zur Linsenspülung,
Insufflation und Absaugung.
Für die Klein und Großtierpraxis

H140-3S

- Saug/Spülpumpe (H140-3)
- 1 Li. Saugflasche (H160-AB-43)
- 1 Li. Spülflasche (H160-AB-7)
- Schläuche & Netzteil
- Ersatzfilter (AR-10-922)




Saug/Spülschaft

- Für VCS 6
(98-VCS6-11)



Universalzange

- Fein
- D:2mm, NL:14cm
(B20-130)



Silikonhülsen

- Autoklavierbar
- 30 Stück/Pack
(981-VK-S)



Passend für Silikonschaft
98-VCS6-6S

Trichter & Arbeitsschaft

- Trichter & Arbeitsschaft, groß (98-VCS6-7T)
- 9mm
- Nutzbar Tupferproben-Entnahme und
großen FK-Instrumente

